STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PRODUKSI REAGENSIA ANTI HUMAN GLOBULIN (MONOSPESIFIK DAN POLYSPESIFIK)

NO DOKUMEN	:	UDDP-PRD-L2-004
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	15 OKTOBER 2021
TANGGAL REVIEW	:	15 OKTOBER 2023
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : COPY NO : C

Disusun oleh: Bima Tigana Komatashi, S.Si. Petugas Sub. Bidang Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 12 Agustus 2021
Diperiksa oleh : Amri Nurman, A.Md.Kes. Kasie. Bidang Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Tanggal: 6 September 204
Disetujui oleh : dr. Srihartaty, M.Biomed. Kepala Bidang Litbang dan Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Tanggal: 24 September 2021
Disahkan oleh: Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan: Tanggal: 11 Oktober 2021

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:



Standar Prosedur Operasional Produksi Reagensia Anti Human Globulin (Monospesifik dan Polyspesifik)

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 1 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L2-004

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam memproduksi reagensia untuk keperluan pemeriksaan serologi golongan darah lanjutan yang berkualitas dan sesuai standar, guna menunjang pelayanan darah.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh petugas teknis di sub. bidang produksi dalam kegiatan produksi reagensia yang meliputi semua unsur produksi mulai dari persiapan peralatan produksi, persiapan bahan kimia dan bahan baku serum kelinci sebagai konsentrat, pembuatan larutan pengencer, dan produksi reagensia.

Jenis reagensia Anti Human Globulin yang diproduksi adalah:

- 2.1 Anti Human Globulin (Coombs Serum) Polyclonal
- 2.2 Anti Human Globulin Monospesifik Anti-IgG
- 2.3 Anti Human Globulin Monospesifik Anti-C3

3. Persyaratan Sistem Mutu

Seluruh proses produksi reagensia harus:

- 3.1 Dilakukan oleh petugas teknis yang kompeten yang ditunjuk PTTD, TPD, Farmasi, dan Analis yang berwenang
- 3.2 Dilakukan di dalam laboratorium yang memenuhi persyaratan CPOB
- 3.3 Menggunakan peralatan yang telah terkualifikasi dan tervalidasi
- 3.4 Menggunakan bahan habis pakai yang sesuai spesifikasi dan dari distributor yang disetujui
- 3.5 Seluruh proses kegiatan produksi reagensia harus dicatat dan didokumentasikan

4. Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 PL. Mollison, Human Blood Group
- 4.3 Marion Scott, IBGRL, Introduction of Monoclonal Antibodies
- 4.4 Marion Scott, IBGRL, Formulation, Standardisation, Quality Control and Storage of Monoclonal Antibodies

5. Definisi dan Singkatan

- 5.1 AHG (Anti Human Globulin) merupakan suatu reagensia yang mengandung antibodi IgG dan komplemen C3 yang dibuat melalui penyuntikkan pada kelinci sehingga didapatkan antibodi IgG dan komplemen C3 yang digunakan untuk pemeriksaan coomb' test.
- 5.2 C3/ komplemen kelas 3 merupakan salah satu glikoprotein dengan panjang 1663 asam amino. C3 berperan di dalam sistem komplemen yang terekspresi pada kromosom 19 pada gen C3.

WASTER

Salinan No:



Standar Prosedur Operasional Produksi Reagensia Anti Human Globulin (Monospesifik dan Polyspesifik)

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 2 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L2-004

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

- 5.3 IgG adalah antibodi monomer yang terbentuk dari 2 (dua) rantai berat dan rantai ringan γ, yang saling mengikat dengan ikatan disulfida, dan mempunyai dua fragmen antigen-binding. Antibodi IgG merupakan antibodi yang bereaksi pada suhu 37°C dan bersifat dimmer.
- 5.4 APD (Alat Pelindung Diri) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.
- 5.5 Bahan baku serum merupakan hasil serum kelinci yang didapat setelah melalui proses injeksi menggunakan antibodi dan atau C3 yang memiliki antibodi spesifik dengan pemberian injeksi yang dilakukan.
- 5.6 Larutan dilution merupakan larutan pengencer yang dibuat untuk mengencerkan bahan baku serum kelinci yang telah diperoleh setelah proses pembuatan bahan baku serum kelinci.

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab		
Manajer kualitas	 Melakukan kontrol dokumen Produksi Reagensia Anti Human Globulin (Monospesifi dan Polyspesifik) 		
	 Mengesahkan dan meninjau ulang SPO dan formulir terkait 		
Kepala Bidang Litbang dan Produksi	Membuat kebijakan tentang produksi reagensia		
	 Menjamin ketersediaan petugas, peralatan, dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan 		
	 Melakukan evaluasi hasi produksi reagensia 		
Kepala Sub. Bidang Produksi	Melaksanakan kebijakan tentang produksi reagensia		
	 Mengatur kebutuhan petugas, peralatan, dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan 		
	 Monitor secara periodik proses produksi reagensia 		
	 Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap hasil produk reagensia yang bermasalah 		
	Inspeksi secara periodik pencatatan dan pelaporan proses pengolahan reagensia		

Salinan Ng ASTEP



Standar Prosedur Operasional Produksi Reagensia Anti Human Globulin (Monospesifik dan Polyspesifik)

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L2-004

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

Petugas Teknis Produksi	Melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan
	 Melakukan proses pengolahan reagensia
	 Melakukan pengujian kualitas internal
	 Melakukan pengisian botol, pelabelan, dan pengepakan reagensia
	Melakukan pencatatan dan pelaporan

7. Prosedur

7.1 Pengolahan Reagensia

- 7.1.1 Gunakan APD, bersihkan meja dan peralatan yang akan digunakan
- 7.1.2 Siapkan alat-alat yang dibutuhkan
- 7.1.3 Siapkan bahan kimia untuk pembuatan larutan buffer
- 7.1.4 Siapkan konsentrat *polyclonal* antibodi/ bahan kimia sesuai dengan nilai pengencerannya
- 7.1.5 Siapkan formulir lembar kerja pembuatan *buffer*/ pengenceran konsentrat *polyclonal* antibodi
- 7.1.6 Catat semua jenis, jumlah, nomor lot, tanggal pengolahan bahan kimia yang digunakan, dan nama pengolah
- 7.1.7 Periksa semua hasil pekerjaan dan pencatatan oleh orang kedua (second personal check)
- 7.1.8 Siapkan formulir lembar kerja pemeriksaan uji kualitas yang meliputi pemeriksaan potensi dan spesifikasi
- 7.1.9 Catat hasil titer antibodi (potensi test) dan spesifikasi test
- 7.1.10 Catat tanggal pemeriksaan dan nama petugas pemeriksaan

7.2 Produksi Reagensia

- 7.2.1 Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan
- 7.2.2 Buat reagensia sesuai formulasi dan kebutuhan
- 7.2.3 Lakukan pencatatan pada lembar kerja
- 7.2.4 Dokumentasikan pencatatan hasil produksi

7.3 Penatalaksanaan Reagensia Pasca Produksi

- 7.3.1 Pastikan penyimpanan reagensia pada rentang suhu 2 8°C
- 7.3.2 Pastikan reagensia sudah tercampur rata (homogen)
- 7.3.3 Pastikan pengarsipan reagensia 10 mL masing-masing 2 vial

7.4 Pencatatan dan Dokumentasi Akhir

- 7.4.1 Catat pembuatan *buffer* pada lembar kerja
- 7.4.2 Catat jumlah pengolahan bahan antibodi konsentrat
- 7.4.3 Catat hasil pemeriksaan uji kualitas internal

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



Standar Prosedur Operasional Produksi Reagensia Anti Human Globulin (Monospesifik dan Polyspesifik)

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L2-004

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

7.4.4 Catat jenis dan jumlah pengiriman sampel

7.4.5 Bersihkan meja kerja, peralatan, dan ATK (Alat Tulis Kantor)

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Instruksi Kerja Produksi Reagensia Anti Human Globulin (AHG) Polyspesifik No. UDDP-PRD-L3-004
- 8.2 Instruksi Kerja Produksi Reagensia Anti Human Globulin (AHG) Monospesifik C3 No. UDDP-PRD-L3-005
- 8.3 Instruksi Kerja Produksi Reagensia Anti Human Globulin (AHG) Monospesifik IgG No. UDDP-PRD-L3-006

9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 : Lembar Kerja dan *Checklist* Produksi Coombs Serum Polyspesifik No. UDDP-PRD-L4-011
- 9.2 Lampiran 2 : Lembar Kerja dan Checklist Produksi Coombs Serum Monospesifik C3 No. UDDP-PRD-L4-012
- 9.3 Lampiran 3 : Lembar Kerja dan Checklist Produksi Coombs Serum Monospesifik IgG No. UDDP-PRD-L4-013
- 9.4 Lampiran 4: Lembar Kerja Uji Mutu Internal Coombs Serum Polyspesifik No. UDDP-PRD-L4-014
- 9.5 Lampiran 5 : Lembar Kerja Uji Mutu Internal Coombs Serum Monospesifik C3 No. UDDP-PRD-L4-015
- 9.6 Lampiran 6 : Lembar Kerja Uji Mutu Internal Coombs Serum Monospesifik IgG No. UDDP-PRD-L4-016

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001 15 Oktober 2021	Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah;	Dokumen Baru	
		PL. Mollison, Human Blood Group;	
		Marion Scott, IBGRL, Introduction of Monoclonal Antibodies;	DOKUMEN TEL
		Marion Scott, IBGRL, Formulation, Standardisation, Quality Control and Storage of Monoclonal Antibodies	