






INSTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN TIMBANGAN ANALITIK

| | | |
|--------------------|---|---|
| NO DOKUMEN | : | UDDP-KAL-L3-011 |
| VERSI | : | 001 |
| TANGGAL BERLAKU | : | 17 Februari 2021 |
| TANGGAL KAJI ULANG | : | 17 Februari 2023 |
| STATUS DOKUMEN | : | MASTER <input type="checkbox"/> SALINAN NO : <input type="checkbox"/> |

| | |
|---|---|
| <p>Disusun oleh :</p> <p>M. Ramadhana P, A.Md Petugas Seksi kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 08 Februari 2021</p> |
| <p>Diperiksa oleh :</p> <p>Aripin, A.Md Kepala Seksi Kalibrasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 09 Februari 2021</p> |
| <p>Disetujui oleh :</p> <p>dr. Srihartaty, M.Biomed Kepala Bidang Litbang & Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 10 Februari 2021</p> |
| <p>Disahkan oleh :</p> <p>Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p> | <p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 11 Februari 2021</p> |

MASTER

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
|  Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat | INTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN TIMBANGAN ANALITIK | | Halaman : 2 dari 3 Nomor : UDDP-KAL-L3-011 Versi : 001 |
| | Bidang Litbang & Produksi | Sub.Bidang Pengawasan Mutu | Tanggal berlaku : 17 Feb 2021 Tanggal kajiulang : 17 Feb 2023 |

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk bagi petugas dalam mengatur dan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan pemeliharaan Timbangan Analitik

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh petugas laboratorium terkait

3. Peresyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Timbangan Analitik hendaklah digunakan sesuai dengan prosedur penggunaan alat.
- 3.2 Pembersihan alat dilakukan setelah alat selesai digunakan.
- 3.3 Jangka waktu pembersihan alat hendaklah ditetapkan sesuai dengan instruksi pembuat alat.
- 3.4 Seluruh aktivitas penggunaan dan pembersihan alat hendaklah didokumentasikan di dalam cek list masing-masing alat.
- 3.5 Personil harus:
 - 3.5.1 Menguasai pelaksanaan prosedur penggunaan alat
 - 3.5.2 Memiliki pengetahuan mengenai alat yang digunakan.
 - 3.5.3 Telah mengikuti pelatihan untuk penggunaan dan pembersihan alat.
- 3.6 Peralatan yang tercemar darah sebelum dilakukan pembersihan hendaklah didesinfeksi terlebih dahulu dengan larutan alcohol 70% / Natrium Hipoklorit 0,05%;
- 3.7 Pemilihan bahan pembersih harus mempertimbangkan risiko pencemaran.

4. Referensi

- 4.1 Pedoman CPOB yang berlaku
- 4.2 Pedoman CPOB di UTD dan Pusat Plasmaferesis yang berlaku;
- 4.3 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah yang berlaku.
- 4.4 Manual alat

5. Definisi dan Singkatan

Peralatan adalah semua alat yang digunakan dalam proses penyediaan darah.

6. Bahan dan Alat


Sesuai dengan instruksi pemeliharaan masing-masing alat.

7. Prosedur

7.1 Persiapan peralatan

MASTER

| Langkah | Kegiatan |
|---------|--|
| 1 | Persiapkan peralatan yang digunakan <ol style="list-style-type: none"> a. Kain halus dan menyerap cairan b. Tissue tanpa serat |
| 2 | Bahan yang digunakan |

| | | | |
|---|---|----------------------------|--|
|  Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat | INTRUKSI KERJA PEMELIHARAAN TIMBANGAN ANALITIK | | Halaman : 3 dari 3 Nomor : UDDP-KAL-L3-011 Versi : 001 |
| | Bidang Litbang & Produksi | Sub.Bidang Pengawasan Mutu | Tanggal berlaku : 17 Feb 2021 Tanggal kajiulang : 17 Feb 2023 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| | ~ Soft detergent ~ Alkohol 70% |
|--|-----------------------------------|

7.2 Persiapan Alat

| Langkah | Kegiatan |
|---------|--|
| 1 | Yakinkan dari alat ukur yang akan dilakukan perawatan dalam keadaan off. |
| 2 | Catat identitas alat pada lembar pemeliharaan. |

7.3 Pelaksanaan Pemeliharaan

| Langkah | Kegiatan |
|---------|---|
| 1 | Letakkan timbangan analitik pada tempat yang datar dengan memperhatikan waterpas yang terdapat pada alat. |
| 2 | Bersihkan alat dari debu yang menempel |
| 3 | Pastikan penyimpanan timbangan analitik suhu 20 - 24°C dan kelembaban 40 - 60% |
| 4 | 1 jam sebelum digunakan pastikan alat sudah dalam keadaan standbay |
| 5 | Catat setiap kegiatan pada formulir pemeliharaan alat |

8. Riwayat Perubahan

| Nomor Versi | Tanggal Efektif | Referensi | Ringkasan Perubahan |
|-------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 001 | 17 Februari 2021 | - PPOB CPOB - 2018 - Manual book | Dokumen Baru |

MASTER

