LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI **REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.053**

Nama UDD

: Unit Donor Darah Pusat

Sub Bidang

: Produksi

No. Dokumen

: UDDP-PRD-L3-025

Nama

No.seri

: Reagensia Kupri Sulfat BJ: 1.053

Kode Uniq

:

Disusun oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Syaiful Aziz Taufiqurrachman, S.Farm.	Petugas Sub. Bidang Produksi	05/11/2021	MANS

Diperiksa oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Amri Nurman, A.Md.Kes.	Kasie. Produksi	09/11/2021	CHAT-

Disetujui oleh.

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangar	
dr. Srihartaty, M.Biomed.	Kepala Bidang Litbang dan Produksi	18/11/2021	1.	

Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed.	Manajemen Kualitas	26 / 11 / 2021	All

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.053

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-025

Versi: 001

Tgl. berlaku : 29 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 29 Nov 2026

1. Penilaian

No.	Jenis Penilaian	Nilai Rujukan	Kriteria Keberterimaan	Hasil
1.	Validasi metode a. Neraca Analitik b. Magnetic Stirring Barrel c. Peristaltic Pump d. Termometer Digital e. Refraktomer/ Hidrometer	- 2100 gram - 13.00 Hz/menit - 300 rpm - 22°C-24°C - 1.053	 Terkalibrasi Terkalibrasi Terkalibrasi Terkalibrasi Terkalibrasi 	
2.	Validasi proses produksi a. Penimbangan	- ± 0,02	- Sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam IK (UDDP-PRD- L3-009)	CuSo ₄
	b. Kecepatan proses homogenisasi bahan kimia dan pelarut	- 10-14 Hz	- Sesuai dengan cara yang tertuang di dalam IK (UDDP-PRD- L3-009)	
	c. Waktu pemutaran oleh magnetic stirring barrel	- 30 Menit	- Terukur dan sesuai IK Produksi Reagensia Kupri Sulfat BJ 1.053 (UDDP- PRD-L3-009)	



Unit Donor Darah Pusat

LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.053

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-025

Versi: 001

Tgl. berlaku : 29 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 29 Nov 2026

3.	Validasi proses bottling a. Makroskopis volume	- 520 mL	- Volume sesuai IK (UDDP-PRD- L3-009)	
	b. Pengecekan stiker reagensia	- Jelas, tidak sobek	- Double checking	No seria: Eap. 510 ms. Polong Ner al Indonesia Coli Penorina David Prod. Teles State of Lot. 701 5470 Seriant A. State of Lot. 701 5470 Serial A. State of Lot. 701
4.	Validasi Pengepakan a. Pengecekan nomor lot dan tanggal kedaluwarsa	- Jelas	- Sesuai	From Figure 1 Community 1 Comm
	b. Pengecekan ulang volume dan identitas reagensia	- Jelas	- Sesuai	Pengecekan stiker



Unit Donor Darah Pusat

LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.053

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-025

Versi: 001

Tgl. berlaku : 29 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 29 Nov 2026

5.	Mutu Reagen	- Adanya CoA	
			Service (Sec.)
			Refraktometer BJ
	a ¹⁰		
			MY /
			Proses pembacaan BJ
			1365 1060 12 1050 10 1355 1040 6 1350
			1030 4 1345 1020 2 1340 1010 0 1335 1000 w
		91	Skala pembacaan BJ

2. Evaluasi

Evaluasi validasi proses produksi reagensia Kupri Sulfat BJ 1.053 dilakukan setiap 1 x dalam 1 tahun. Proses validasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun apabila terjadi perubahan proses pembuatan Kupri Sulfat BJ 1.053, pembelian peralatan baru yang memiliki cara atau metode yang berbeda dengan metode yang lama.

3. Daftar Lampiran

- 3.1 Sertifikat Kalibrasi
- 3.2 IK Produksi Reagensia Kupri Sulfat BJ: 1.053 (UDDP-PRD-L3-009)
- 3.3 CoA Produk Reagensia terkait