LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Nama UDD : Unit Donor Darah Pusat

Sub Bidang : Produksi

No. Dokumen : UDDP-PRD-L3-027

Nama : Reagensia Kupri Sulfat BJ: 1.062

No.seri :

Kode Uniq : -U . - - - -

Disusun oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Syaiful Aziz Taufiqurrachman, S.Farm.	Petugas Sub. Bidang Produksi	05/11/2021	SAR

Diperiksa oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Amri Nurman, A.Md.Kes.	Kasie. Produksi	11 / 11 /2021	· flut

Disetujui oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
dr. Srihartaty, M.Biomed.	Kepala Bidang Litbang dan Produksi	18/11/2021	1.

Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed.	Manajemen Kualitas	26/11/2021	Mi

DOKUMEN TERKENDALI Salinan die



Unit Donor Darah Pusat

LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-027

Versi: 001

Tgl. berlaku : 29 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 29 Nov 2026

1. Penilaian

No.	Jenis Penilaian	Nilai Rujukan	Kriteria Keberterimaan	Hasil
1.	Validasi metode a. Neraca Analitik b. Magnetic Stirring Barrel c. Peristaltic Pump d. Termometer Digital e. Refraktomer/ Hidrometer	- 2100 gram - 13.00 Hz/menit - 300 rpm - 22°C-24°C - 1.062	TerkalibrasiTerkalibrasiTerkalibrasiTerkalibrasiTerkalibrasi	
2.	Validasi proses produksi a. Penimbangan	- ± 0,02	- Sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam IK (UDDP-PRD- L3-010)	CuSo ₄
	b. Kecepatan proses homogenisasi bahan kimia dan pelarut	- 10-14 Hz	- Sesuai dengan cara yang tertuang di dalam IK (UDDP-PRD- L3-010)	
	c. Waktu pemutaran oleh <i>magnetic</i> stirring barrel	- 30 Menit	- Terukur dan sesuai IK Produksi Reagensia Kupri Sulfat BJ 1.062 (UDDP- PRD-L3-010)	



Unit Donor Darah Pusat

LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-027

Versi: 001

Tgl. berlaku : 29 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 29 Nov 2026

3.	Validasi proses bottling a. Makroskopis	- 520 mL	- Volume sesuai	a Majara
	volume		(UDDP-PRD- L3-010)	
	20 20 35 4			THE ASSA
			B. S	型 28 1
	b. Pengecekan stiker	- Jelas, tidak	- Double	BI 1,067
	reagensia	sobek	checking	No. Seris Rsp. Site and Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Posat
				Jr. Joe No. 7 Lentering Against Johants - 12610 Telp. (221) 781 5654 - 68 Fax. (221) 781 5470
				And the second s
			F51	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
				
	Validasi			
	Pengepakan a. Pengecekan		Leine.	A Company of the Comp
	nomor lot dan	- Jelas	- Sesuai	Palenji Merak Inf-reco Unit Dotte Dilata Para
	tanggal kedaluwarsa			(Type) (1999) 1999 (1999) 1999 A 300 No. 7 Levitend Agenty Janesa - 1891s Sign (821) 785 5464 - 85 Au. (22) 71° 5410
		-		
	 Pengecekan ulang volume 	- Jelas	- Sesuai	
	dan identitas reagensia		1000	Pengecekan stiker



Unit Donor Darah Pusat

LAPORAN UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L3-027

Versi: 001

Tgl. berlaku : 29 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 29 Nov 2026

5.	Mutu Reagen	- Adanya CoA	The state of the s
			DEATALS.
			Refraktometer BJ
			Proses pembacaan BJ
			1365
		l-s-i	1050 10 kass 9 1350 10AG 6 13AS
			1030 4 1340 1080 2 1340 1000 W. 1335
			Skala pembacaan BJ

2. Evaluasi

Evaluasi validasi proses produksi reagensia Kupri Sulfat BJ 1.062 dilakukan setiap 1 x dalam 1 tahun. Proses validasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setahun apabila terjadi perubahan proses pembuatan Kupri Sulfat BJ 1.062, pembelian peralatan baru yang memiliki cara atau metode yang berbeda dengan metode yang lama.

3. Daftar Lampiran

- 3.1 Sertifikat Kalibrasi
- 3.2 IK Produksi Reagensia Kupri Sulfat BJ: 1.062 (UDDP-PRD-L3-010)
- 3.3 CoA Produk Reagensia terkait