### PROTOKOL UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Nama UDD

: Unit Donor Darah Pusat

Sub Bidang

: Produksi

No. Dokumen

: UDDP-PRD-L3-026

Nama

: Reagensia Kupri Sulfat BJ: 1.062

No.seri

.

Kode Uniq

:-U.\_\_\_\_

### Disusun oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Syaiful Aziz Taufiqurrachman, S.Farm.	Petugas Sub. Bidang Produksi	22 /10 /2021	Span

Diperiksa oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Amri Nurman, A.Md.Kes.	Kasie. Produksi	26/10/2021	- Mustin

Disetujui oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangar
dr. Srihartaty, M.Biomed.	Kepala Bidang Litbang dan Produksi	01/11/2021	/.

### Disahkan oleh:

Nama	Bagian	Tanggal	Tanda Tangan
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed.	Manajemen Kualitas	09/11/2021	MI

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:



### PROTOKOL UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi

Sub. Bidang Produksi

Halaman 1 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-026

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Nov 2026

### 1. Tujuan dan Objektif

Protokol uji validasi proses produksi reagensia merupakan prosedur yang dilakukan untuk menguji kesesuaian hasil dan proses produksi reagensia di UDDP PMI. Produk reagensia yang dilakukan proses uji validasi adalah produk reagen Kupri Sulfat BJ 1.062. Validasi proses dilakukan untuk menilai apakah produk akhir yang dihasilkan memiliki kualitas yang sesuai dan dapat digunakan untuk pemeriksaan Haemoglobin pada seleksi donor darah. Selanjutnya, hasil validasi proses dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kualitas hasil produk Kupri Sulfat BJ 1.062. Objek penilaian ini mendemonstrasikan bahwa:

- Dapat digunakan untuk pemeriksaan Haemoglobin pada seleksi donor darah.
- Efekif dan Efisien saat digunakan

### 2. Latar Belakang

Protokol ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan uji validasi proses produksi untuk menguji kesesuaian hasil dan proses produksi reagensia di UDDP PMI. Protokol validasi proses produksi ini meliputi persiapan dokumen, alat, dan proses produksi reagensia dengan memvalidasi alat dan bahan apakah sesuai dengan spesifikasi alat dan bahan yang tertera pada dokumen spesifikasi (terlampir). Kupri sulfat BJ 1.062 dapat digunakan apabila telah memiliki hasil uji validasi proses

yang sesuai dengan rekomendasi.

### 3. Penilaian Resiko

Penilaian resiko telah dilakukan (ref: lampiran Ceklis Rencana Validasi & Kualifikasi UDDP-QS-L3-040) dan peralatan telah dinilai dampak secara langsung dengan kompleksiti moderat. Level resiko tinggi.

### 4. Deskripsi

### 4.1 Alur Proses Validasi

Proses validasi reagensia dibagi menjadi beberapa tahapan:

- 4.1.1 Validasi metode
- 4.1.2 Validasi proses produksi
- 4.1.3 Validasi proses bottling
- 4.1.4 Validasi pengepakan



## PROTOKOL UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Su

Litbang & Produksi

Sub. Bidang Produksi Halaman 2 dari 4

(surat terlampir)

Nomor: UDDP-PRD-L3-026

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Nov 2026

### Validasi Metode

Terukur Tidak terukur Pengajuan peralatan

### Peralatan yang digunakan:

- Neraca Analitik
- Magnetic Stirring Barrel
- Peristaltic Pump
- Termometer Digital
- · Refraktomer Digital

## **♦**Validasi Proses Produksi

### Yang dinilai:

- Waktu pemutaran oleh magnetic stirring barrel
- Kecepatan proses homogenisasi bahan kimia dan pelarut

### Validasi Proses Bottling

### Yang dinilai:

- Makroskopis volume
- Pengecekan stiker reagensia

### Validasi Pengepakan

### Yang dinilai:

- Pengecekan nama reagensia
- Pengecekan ulang volume dan identitas reagensia



# PROTOKOL UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-026

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Nov 2026

### 5. Penilaian

No	Jenis Penilaian	Nilai Rujukan	Kriteria Keberterimaan	Hasil
1.	Validasi metode a. Neraca Analitik b. Magnetic Stirring Barrel c. Peristaltic Pump	- 2100 gram - 13.00 Hz/menit - 300 rpm	- Terkalibrasi - Terkalibrasi - Terkalibrasi	
	d. Termometer Digital e. Refraktomer	- 22°C - 24°C - 1.062	- Terkalibrasi - Terkalibrasi	
	Digital			
2.	Validasi proses			
	produksi a. Penimbangan	- ± 0,01	- Sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam IK Produksi Reagensia Kupri Sulfat BJ: 1.062 (UDDP-PRD- L3-010)	
	b. Kecepatan proses homogenisasi bahan kimia dan pelarut	- 10 Hz - 14 Hz	- Sesuai dengan cara yang tertuang di dalam IK (UDDP- PRD-L3-010)	
	c. Waktu pemutaran oleh magnetic stirring barrel	- 30 Menit	- Terukur dan sesuai IK (UDDP-PRD-L3- 010)	
3.	Validasi proses bottling a. Makroskopis volume	- 520 mL	- Volume sesuai IK (UDDP-PRD-L3-010)	
	b. Pengecekan stiker reagensia	- Jelas	- Double checking	



# PROTOKOL UJI VALIDASI PROSES PRODUKSI REAGENSIA KUPRI SULFAT BJ: 1.062

Bidang Litbang & Produksi

Sub. Bidang Produksi Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-PRD-L3-026

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Nov 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Nov 2026

4.	Validasi Pengepakan a. Pengecekan nomor lot dan tanggal kedaluwarsa	- Jelas	- Sesuai
	b. Pengecekan ulang volume dan identitas reagensia	- Jelas	- Sesuai
5.	Mutu Reagen	- BJ 1.062	- Adanya CoA