

XIV. QA (QUALITY ASSURANCE)

A. Prosedur Input Data Pelulusan Produk Komponen Darah

Adapun proses pelulusan produk komponen darah adalah sebagai berikut :

1. Klik level QA
2. Klik menu “Input Quality Assurance”
3. Klik sub menu “Release”
4. Masukkan nomor kantong (scan atau ketik manual) yang tertera di barcode pada produk komponen yang akan diproses
5. Selanjutnya secara otomatis sistem akan menampilkan form pelulusan produk seperti pada gambar dibawah ini

Visual & Timbangan	Kantong & Donasi	Pemeriksaan	Pengolahan	Trace Kantong	Jejak Pemeriksaan
PENGAMATAN VISUAL dan PENIMBANGAN BERAT KOMPONEN DARAH					
<input checked="" type="checkbox"/> Identitas dan pemakaian kantong darah sesuai spesifikasi			Nomor Kantong: H23490205		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleksi donor memenuhi kriteria			Status kantong: Kantong Satellite 1 - Sehat		
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada tanda-tanda visual kebocoran kantong			Nama Produk: TC - TC: Trombocyte Concentrate		
<input checked="" type="checkbox"/> Kode unik sesuai dengan spesifikasi			Gol Darah: O(+)		
<input checked="" type="checkbox"/> Selang kantong sesuai dengan spesifikasi			Tanggal ED Produk: 2018-11-07		
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada Hemolysis			Berat Kantong Kosong: 22.318 gram		
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lipemik			Berat jenis komponen: 0.000		
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ikterik			Tanggal penimbangan produk: 0		
<input checked="" type="checkbox"/> Plasma tidak Kehijauan			Petugas: Berat gram		
<input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada bekuan pada Sel Darah Merah			Volume standar: 0 - 0 ml		
<input checked="" type="checkbox"/> Waktu pengambilan terpenuhi			Volume komponen darah: 50 pembulatan : 0 ml		
<input checked="" type="checkbox"/> Waktu selesai pengolahan terpenuhi			STATUS RELEASE : LULUS		
<input checked="" type="checkbox"/> Volume produk sesuai spesifikasi			Catatan:		
<input checked="" type="checkbox"/> Hasil pemeriksaan memenuhi spesifikasi			Petugas: nuroddin		
<input checked="" type="checkbox"/> Pemeriksaan donasi sebelumnya terpenuhi (bila ada)			Dicek oleh: nuroddin		
			Disahkan oleh: nuroddin		
<div>Kembali Kembali ke awal Simpan <input type="checkbox"/> Cetak Label saat menyimpan</div>					

Lakukan pengamatan pada hasil visual & timbangan, Kantong & Donasi, Pemeriksaan IMLTD, Pengolahan Komponen, Trace Kantong dan Jejak Pemeriksaan. Kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data hasil pelulusan produk komponen.


B. Prosedur Pencetakan Label Pelulusan Produk Komponen

Adapun proses pencetakan label pelulusan produk komponen adalah sebagai berikut :

1. Klik level QA
2. Klik menu “Input Quality Assurance”
3. Klik sub menu “Cetak Label Release”
4. Masukkan nomor kantong (scan atau ketik manual) pada kolom pencetakan (lihat gambar dibawah ini), kemudian klik tombol “Cetak”

Label Release Produk	<input type="text"/>	Submit
----------------------	----------------------	---------------

- Selanjutnya sistem akan menampilkan pop – up pencetakan label sebagai berikut :



- Klik kanan pada pop-up, kemudian klik tombol “Print”

C. Prosedur Pencetakan Data Rekap Pelulusan Produk Komponen Darah

Adapun proses pencetakan data rekap pelulusan produk komponen darah adalah sebagai berikut :

- Klik level QA
- Klik menu “Input Quality Assurance”
- Klik sub menu “Rekap Release Produk”
- Pilih periode tanggal transaksi pelulusan produk, atau kita dapat menentukan data yang ingin ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu semisal inisial petugas dan status release, selanjutnya klik tombol “Tampilkan” untuk menampilkan data rekap pelulusan produk komponen darah (perhatikan pada gambar dibawah ini)

RINCIAN PRODUK RELEASE

Tanggal2018-11-05

slid2018-11-05

Inisial Petugas

Status ReleaseSEMUA

Tampilkan data

Ke bawah

Kembali

NO.	NO. RELEASE	TGL. RELEASE	NO. KANTONG	JENIS PRODUK	GOL. DARAH	SPESIFIKASI KANTONG & IDENTITAS				VISUAL							
						Label & Identitas	Kode Unik	Tgl. Aftap	Tgl. Produksi	Tgl. ED	Kebocoran	Selang	Hemolysis	Lipemik	Iktirik	Kehijauan	Bekuan
1.	0000000009	2018-11-05 09:01:47	H2349020B	TC	O+	✓	✓	2018-11-02 00:00:00	2018-11-02 08:23:13	2018-11-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kembali

Export ke Excel

Ke Atas

Klik tombol “Export ke Excel” untuk mendownload dan mencetak data.

D. Prosedur Pengecekan Jumlah Stok Darah Karantina, Sehat dan Titipan

Proses pengecekan jumlah stok darah karantina dan sehat adalah sebagai berikut :

- Klik level pimpinan
- Klik menu “Check Stok”
- Selanjutnya sistem secara otomatis akan menampilkan data jumlah stok darah karantina, sehat dan Stok darah titipan yang telah dipesan oleh pihak rumah sakit untuk pasien. (Perhatikan pada gambar dibawah ini)

DATA REKAP STOK KANTONG DARAH - 2018-11-05 07:46:45

Produk	A	B	AB	O	Jumlah
WB	-	-	-	1	1
PRC	-	-	-	1	1
TC	-	-	-	-	-
FFP	-	-	-	-	-
AHIF	-	-	-	-	-
LP	-	-	1	1	1
WE	-	-	-	-	-
FP	-	-	-	-	-
Leucodepleted	-	-	-	-	-
TC Aferesis	-	-	-	-	-
PRC Aferesis	-	-	-	-	-
LP Aferesis	-	-	-	-	-
Lekosit Aferesis	-	-	-	-	-
PRP	-	-	-	-	-
Jumlah	0	0	0	3	3

Print Rekap Stok Kantong (.XLS)

Darah Sehat

Produk	A	B	AB	O	Jumlah
WB	-	-	-	1	1
PRC	-	-	-	-	-
TC	-	-	-	1	1
FFP	-	-	-	-	-
AHIF	-	-	-	-	-
LP	-	1	-	2	3
WE	-	-	-	-	-
FP	-	-	-	-	-
Leucodepleted	-	-	-	-	-
TC Aferesis	-	-	-	-	-
PRC Aferesis	-	-	-	-	-
LP Aferesis	-	-	-	-	-
Lekosit Aferesis	-	-	-	-	-
PRP	-	-	-	-	-
Jumlah	0	1	0	4	5

Darah Titikan

Produk	A	B	AB	O	Jumlah
WB	-	-	-	-	-
PRC	-	-	-	-	-
TC	-	-	-	-	-
FFP	-	-	-	-	-
AHIF	-	-	-	-	-
LP	-	-	-	-	-
WE	-	-	-	-	-
FP	-	-	-	-	-
Leucodepleted	-	-	-	-	-
TC Aferesis	-	-	-	-	-
PRC Aferesis	-	-	-	-	-
LP Aferesis	-	-	-	-	-
Lekosit Aferesis	-	-	-	-	-
PRP	-	-	-	-	-
Jumlah	0	0	0	0	0

- Klik tombol "Print Rekap Stok Kantong" untuk pencetakan data stok

E. Prosedur Penggantian Data User

Proses penggantian data user diantaranya penggantian password, nama lengkap, email dan nomor telp/hp. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- Klik level pimpinan
- Klik menu "Edit Profil"
- Lakukan perubahan data yang diinginkan semisal : password, nama lengkap, email dan nomor telp/hp, kemudian klik tombol "Update" untuk menyimpan data perubahan atau klik tombol "Batal" untuk membatalkan proses perubahan data. (Perhatikan pada gambar dibawah ini)

»Edit User


Username	:	admin
Password	:	<input type="password"/> *)
Nama Lengkap	:	<input type="text" value="nuroddin"/>
E-mail	:	<input type="text" value="ayodonor.pmi.or.id"/>
Telp/HP	:	<input type="text"/>

*) Apabila password tidak diubah, dikosongkan saja.

F. Prosedur Logout (Keluar) Dari Sistem SIMDONDAR

Proses untuk logout dari sistem SIMDONDAR adalah sebagai berikut :

1. Klik level pimpinan
2. Klik menu "Logout"
3. Klik "OK" pada notifikasi seperti gambar dibawah ini



4. Atau klik "CANCEL" bila ingin membatalkan proses