

 <p>Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat</p>	CEKLIS PERSIAPAN REAGENSIA		Halaman 1 dari 1 Nomor : UDDP-IMLTD-L4-038 Versi : 001 Tanggal berlaku: 01 Des 2022 Tanggal kaji ulang: 01 Des 2024
	Bidang Pelayanan Darah	Sub. Bidang Rujukan Nasional	

Referensi : UDDP-IMLTD-L2-003 Standar Prosedur Operasional Pemeriksaan Uji Saring IMLTD

Metode : Rapid ☐ Elisa ☐ Clia ☐ NAT ☐ Lain-lain ☐ _____
 Parameter : anti-HIV ☐ anti-HCV ☐ HBsAg ☐ Sifilis ☐ Ultrio Elite ☐ Lain-lain ☐ _____
 Bulan Pelaksanaan : _____
 Nama Reagen : _____ No. Lot : _____ Kedaluwarsa : _____

No	Uraian	Tanggal Validasi																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Cek nomor lot pada kit																															
2	Cek tanggal kadaluarsa pada kit																															
3	Cek kelengkapan reagensia didalam kit																															
4	Cek volume reagensia apakah memenuhi untuk menjalankan sampel																															
5	Cek secara fisik pada masing-masing reagensia didalam kit apakah ada perubahan warna, kekentalan cairan maupun hal-hal lain yang bisa berdampak pada reaksi																															
Inisial																																
Cek Pencatatan*																																

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:

Catatan : *Cek Pencatatan - dilakukan mingguan oleh Kasubbid

Catatan : *Cek Pencatatan - dilakukan mingguan oleh Kasubbid
N/A = Tidak berlaku

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No: