

LEMBAR CEKLIS PEMERIKSAAN UJI MUTU CuSO4 B.J 1.053 DAN 1.062

Nomor

Halaman : 1 dari 1

: UDDP-UM-L4-016

Tgl. kaji ulang: 01 Okt 2024

Versi : 001

Tgl. berlaku : 01 Okt 2022

Unit Donor Darah Pusat

Bidang Litbang & Produksi Pengawasan Mutu

Sub. Bidang

Referensi:

- UDDP-UM-L2-001 SPO Pemeriksaan Uji Mutu Reagensia Produk UDDP

	•	UDDP-UM	-L3-008	IK Pemeriksaan Uji Mutu CuSO4 Berat Jenis (BJ) 1.053 dan 1.062	
Reagensia uji					
	•	No. Lot		:	
	•	Tgl Kedaluv		•	
	•	Asal Sampe	·l	•	
	1. Pe	meriksaan	Fisik		
	1.	Penampilar	n (Spec	: Biru dan Jernih)	
		Lulus		☐ Ditolak	
	2. Label (Spec : Lengkap Benar dan Jelas)				
		☐ Lulus		Ditolak	
		II THE STATE OF TH			
	2. Pemeriksaan Volume				
	1. Masukkan CuSO ₄ kedalam gelas ukur 500 - 1000 mL, ukur volume terukur				
	3. Ukur BJ (dengan hydrometer)				
	1. Masukkan CuSO₄ kedalam gelas ukur 500 mL				
	2. Ukur BJ dengan densitometer digital				
	3. Bilang dengan aquades setiap selesai pemeriksaan				
	3. Baca hasil dan ulang sebanyak 5 kali.				
	4. Perhitungan BJ				
	~	. remitting	all DJ		
		1			
Tanggal Diperiksa oleh Dicek oleh			DOKUMEN TERKENDALI		
		:	· 人名英格兰 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		:	Salinan No:		
	Disa	hkan Oleh	:	Expenses and control of the control	